

## Angiographic Catheter

- Cathéter pour angiographie ■ Catéter para angiografía ■
- Angiographiekatheter ■ Catetere per angiografia ■
- Cateter angiográfico ■ Angiografikateter ■
- Angiografikateter ■ Angiografie Catheter ■
- Αγγειογραφικός Καθετήρας ■ 血管造影用カテーテル ■

# SOFT-VU®

## Berenstein

### BRAIDED

Avec trillis / Con malla interna /  
Katheterschaft gewebeverstärkung / Intrecciato /  
Trançado / Braided / Flettet / Με Πλέγμα / 編組み

SIZE / Taille / Variante / Größe / Misura /  
Tamanho / Storlek / Størrelse / Maat / Μέγεθος / サイズ

# 4 F

LENGTH / Longueur / Longitud / Länge /  
Lunghezza / Comprimento / Längd / Længde /  
Lengte / Μήκος / 長さ

# 40 cm

DESIGNED TO ACCEPT  
GUIDEWIRE / Conçu pour recevoir un guide /  
Guia recomendada / Akzeptiert einen Führungsdraht /  
Da usarsi con guida / Projetado para receber fio-guia /  
Anpassad för ledare / Tilpasset til leder / Passende Voerdraad /  
Σχεδιασμένος να αποδεχθεί οδηγό σύρμα /  
ガイドワイヤーに適合

# .035 in.

SIDEHOLES / Ouvertures latérales /  
Orificios laterales / Seitlöcher / Fori laterali /  
Orifícios laterais / Sidohal / Sidehuller / Zijgaten /  
Πλευρικές οπές / サイドホール

# 0

Generated Pressure at Common Flow Rates

CC/SEC	4	6	8	10
P.S.I.	105	173	252	333
KG/CM <sup>2</sup>	7	12	18	23

Catalog No. **REF** **10723503**

**LOT** **SAMPLE**

Use By  **2013-03**

QTY **1**

Quantité / Cantidad / Menge /  
Quantia / Quantidade / Antal / Antal /  
Hoeveelheid / Ποσότητα / 数量

• DO NOT REUSE • STERILIZED USING ETHYLENE OXIDE • DO NOT RESTERILIZE  
• CAUTION • KEEP DRY • UPPER TEMPERATURE LIMIT • KEEP AWAY FROM SUNLIGHT  
• DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED • STERILE UNLESS PACKAGE IS OPENED  
OR DAMAGED



STERILE | EO

