

IBD-SCAN®

An ELISA for the Quantitative Measurement of Fecal Lactoferrin, a Marker of Fecal Leukocytes, and when Elevated, an Indicator of Intestinal Inflammation



ELISA para la determinación cuantitativa de lactoferrina fecal, un marcador de leucocitos fecales y, cuando el resultado es elevada, un indicador de inflamación intestinal

Ein ELISA für quantitative Messung von Lactoferrin im Stuhl, einem Marker für Leukozyten im Stuhl und bei erhöhten Werten ein Indikator für Darmentzündung

Dosage immunoenzymatique (ELISA) pour la mesure quantitative de la lactoferrine fécale, marqueur des leucocytes fécaux et, en cas d'augmentation, indicateur d'inflammation intestinale

Contents:

- 1 Anti-Lactoferrin Antibody Coated Microassay Plate (12 strips – 96 wells)
- 1 Bottle Conjugate* (7 mL)
- 1 Vial Positive Control (10 µg/mL)* (1.5 mL)
- 5 Vials Lactoferrin Standards* (1.5 mL each)
- 1 Bottle Substrate (14 mL)
- 1 Bottle Diluent Concentrate (10X)** (40 mL)
- 1 Bottle Wash Buffer Concentrate (20X)** (50 mL)
- 1 Bottle Stop Solution*** (7 mL)

* 0.02% Thimerosal
** 0.2% Thimerosal
*** 0.6N Sulfuric Acid

Contenido:

- 1 Placa de microanálisis recubierta con anticuerpos frente a lactoferrina (12 tiras – 96 pocillos)
- 1 Frasco de conjugado* (7 mL)
- 1 Vial del control positivo* (10 µg/mL)* (1.5 mL)
- 5 Viales con patrones de lactoferrina* (1.5 mL each)
- 1 Frasco de sustrato (14 mL)
- 1 Frasco de diluyente concentrado (10X)** (40 mL)
- 1 Frasco de tampón de lavado concentrado (20X)** (50 mL)
- 1 Frasco de solución de parada*** (7 mL)

* Thimerosal al 0.02%
** Thimerosal al 0.2%
*** 0.6N de Acido Sulfúrico

Inhalt:

- 1 Mit Anti-Lactoferrin-Antikörper beschichtete Mikrotiterplatte (12 Teststreifen – 96 Kavitäten)
- 1 Flasche mit Konjugat* (7 mL)
- 1 Fläschchen mit Positive Kontrolle* (10 µg/mL)* (1.5 mL)
- 5 Fläschchen mit Lactoferrin-Standards* (1.5 mL each)
- 1 Flasche mit Substrat (14 mL)
- 1 Flasche mit 10x-Verdünnungspuffer** (40 mL)
- 1 Flasche mit Waschpufferkonzentrat (20X)** (50 mL)
- 1 Flasche mit Stopplösung*** (7 mL)

* 0.02% Thimerosal
** 0.2% Thimerosal
*** 0.6N Schwefelsäure

Contenu :

- 1 Microplaque enduite d'anticorps d'anti-lactoferrine (12 bandes – 96 puits)
- 1 Bouteille de conjugué* (7 mL)
- 1 Flacon de contrôle positif* (10 µg/mL)* (1.5 mL)
- 5 Flacons de lactoferrine standard* (1.5 mL each)
- 1 Bouteille de substrat (14 mL)
- 1 Bouteille de diluant concentré (10X)** (40 mL)
- 1 Bouteille de tampon de lavage concentré (20X)** (50 mL)
- 1 Bouteille de solution d'arrêt*** (7 mL)


* Thimerosal 0.02%
** Thimerosal 0.2%
*** Acide Sulfurique 0.6N

Distributed by:



inverness medical
professional diagnostics
Princeton, NJ 08540 USA
TEL 1-800-257-9525
1-609-627-8000 OUTSIDE USA
95-351-KT

Developed and Manufactured by:



REF 30351

LOT 0000000

YYYY-MM-DD

Xn



THIMEROSAL

